

Sistema Avanzado

de Blanqueamiento Dental

1- Moldeando tus Molduras Dentales

Precaución: Una vez que la moldura se haya calentado se vuelve extremadamente flexible. Cuando la coloques en tu boca, ten cuidado de no permitir que los bordes de la parte superior de la moldura en forma de “U” se toquen entre sí.

NO SOBRECARGES TUS MOLDURAS. ANTES DE EMPEZAR, POR FAVOR RETIRA EL DISCO CLARO QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LAS BATERÍAS DE LUZ LED

1. Llena un recipiente con al menos 4” de agua.
2. Una vez que el agua esté hirviendo, retira el recipiente de la estufa. Cuando la ebullición se detenga completamente, toma la parte superior de la lengüeta de la moldura y sumérgela por 6 SEGUNDOS. Cuenta 6 segundos ¡CUIDADOSAMENTE!
3. No muevas la moldura hacia los lados mientras se encuentre sumergida en el agua. ¡La moldura está diseñada únicamente para levantarse! Levanta la moldura fuera del agua para permitir que el agua caliente se escurra fuera de la moldura. Apoya la parte posterior de la moldura con tus dedos y/o con tu pulgar.
4. Rápidamente y con cuidado, coloca la moldura alrededor de tu dentadura e inmediatamente realiza el mismo método que practicaste anteriormente, asegurándote de morder ligeramente. Ten cuidado de no morder dentro, a través o cerca de los bordes de la moldura.
5. Mantén la moldura en posición durante 30 segundos, después coloca la moldura en agua fría para crear una forma firme.
6. Si la moldura se siente muy larga en la parte posterior de tu boca o si va demasiado lejos debajo de tus labios para un ajuste cómodo, recorta el exceso de material. Recalienta y readapta SOLO ESA ÁREA.
7. Ya que estés satisfecho con el ajuste de la moldura, corta la lengüeta de la moldura con unas tijeras.

2- Aplicando Gel a tu Moldura Dental

Cada 10ml de jeringa contiene 10 – 15 tratamientos, lo que significa que usarás 1ml del gel blanqueador de dientes por tratamiento. Remueve la tapa de la jeringa. Aplica una pequeña cantidad (aproximadamente del tamaño de la cabeza de un cerillo) del gel en cada hendidura de diente tanto en la moldura superior como en la inferior. Usa aproximadamente 1/2ml de gel para cada lado, para un total de 1ml de gel por tratamiento. Cuidadosamente coloca la moldura con el gel en tu boca y gentilmente muerde hasta que tus dientes estén inmersos en el gel.

3- Activando el Dispositivo de Luz LED

Después de haberte colocado las molduras dentales, toma tu luz LED azul y coloca tus labios sobre la boquilla de plástico (o si prefieres, solamente sostenlo). Prende la luz presionando el botón blanco. Asegúrate de presionar el botón nuevamente para apagar el dispositivo después del tratamiento. El tiempo total recomendado del tratamiento son 12 – 15 minutos.

4- Alcanzando los Máximos Resultados

Sigue inmediatamente con otra sesión de blanqueamiento usando el procedimiento descrito arriba. Por favor toma en cuenta que la sensación de hormigueo descrita arriba se sentirá más intensamente en tu segundo tratamiento. Repite este mismo procedimiento tres veces, ya sea en días consecutivos o cuando sea conveniente, para alcanzar la máxima blancura.

Incluye 10 -12 tratamientos completos de blanqueamiento superior e inferior

Peso Neto 7 oz